

PROTOCOL - Gebruik mondmaskers

Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, thuis blijven bij ziekte, ...)
Opgelet voor vals gevoel veiligheid: doel is voorkomen dat je anderen besmet
Ververs elke 3 uur of max. halve dag of wanneer mondmasker of filter nat is
Bekijk eerst het ILVO-filmpje <https://youtu.be/7-OIBNfEIZY>

Zelfgenaaid mondmasker met filter



HERGEBRUIK masker na STERILISATIE

wegwerp chirurgische maskertjes (EN 14683 IIR)



WEGWERP !

WERKWIJZE

1. HANDEN WASSEN

- minstens 40 seconden met zeep
- droog af met wegwerppapier

2. MONDMASKERS AANTREKKEN

- Neem plastic zak met één mondmaskers (met filter er reeds in) erin
- Doe een mondmasker aan ZONDER DE BINNENKANT AAN TE RAKEN
 - ⇒ gebruik de uiteinden van de linten
- Zorg dat DE MOND EN NEUS BEDEKT zijn met het mondmasker
 - ⇒ geen openingen/spleten tussen aangezicht en masker
- Plaats eventueel een VEILIGHEIDSBRIL over de bovenrand van masker
 - ⇒ sluit beter aan op de neusbrug
- VERMIJD AANRAKEN VAN HET MASKER EN AANGEZICHT
 - ⇒ was of ontsmet opnieuw je handen indien dit wel gebeurt
- Laat je mondmasker NIET LOS ROND JE HALS BENGELLEN
- **VERVERS elke 3 uur of max. halve dag of wanneer mondmasker of filter nat is**

3. NA GEBRUIK of BIJ VERVERSEN:

- WAS de handen
- Doe WEGWERPHANDSCHOENEN aan
- Neem het mondmasker af LANGS ACHTEREN
 - ⇒ gebruik de uiteinden van de linten
 - ⇒ vermijd contact met voorzijde van het masker
- Verwijder de filter uit het MONDMASKER en gooi in een APARTE EMMER MET ZEEPOPLOSSING (detergent)
- Gooi het masker in de EMMER MET ZEEPOPLOSSING (detergent) of in de EMMER met de vuile filters in geval van het wegwerpmoedel

- Trek je HANDSCHOENEN op een veilige manier UIT (zie FIGUUR) en gooi in een afsluitbare vuilzak:



<https://i.pinimg.com/originals/33/52/ed/3352eda664964bf2593947c4964c0ab4.jpg>

- WAS opnieuw grondig je HANDEN met zeep of gebruik ontsmettingsgel

PROTOCOL - Reinigen en ontsmetten gelaatsschermen en veiligheidsbrillen

Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, thuis blijven bij ziekte, ...)

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet onderling gedeeld!
Reinig en ontsmet per halve dag én op het einde van elke dag/werktaak

Bekijk eerst het **filmpje** <https://youtu.be/iEbhZDw3qPc>

gelaatsscherm



veiligheidsbril



Benodigdheden

1. Emmer met zeepoplossing (detergent)
2. Ontsmettingsmiddel:
ethanoloplossing (min70%), javeloplossing (instructies verpakking) of Umonium
3. Ontsmettingsgel (voorzien in pompjes)
4. Water, zeep en wegwerppapier/vod

WERKWIJZE

1. **HANDEN WASSEN**
 - minstens 40 seconden met ZEEPOPLOSSING
 - droog af met WEGWERPPAPIER
 - REINIG grondig het oppervlak waar je je propere spullen zal opleggen (zie verder, punt 2)
2. **SCHERM of BRIL REINIGEN**
 - Neem het scherm of de bril vast zonder de voorzijde/binnenzijde aan te raken
 - **REINIG** deze met een zeepoplossing en **ONTSMET** nadien met ontsmettingsmiddel:
 - *bij zichtbare, kleine verontreiniging (stof, ...):*
 - * verwijder dit met een zeepoplossing met behulp van een vochtige vod/papier
 - * maak droog met wegwerppapier
 - * ontsmet daarna het volledige gelaatsscherm of de bril (alle zijden) met ontsmettingsmiddel op een vod/papier

- bij ergere verontreiniging:

- * verwijder het vuil met een vochtige vod/papieren doekje (met zeepoplossing)
 - * dompel het scherm/bril volledig onder in een emmer met zeepoplossing
 - * maak het scherm proper met een vod/papier en maak droog met wegwerppapier
 - * ontsmet daarna het volledige gelaatsscherm of de bril (alle zijden)
met ontsmettingsmiddel en papier
- BERG onmiddellijk veilig en proper op (persoonlijk gebruik)
 - Reinig de plaats waar je je vuil materiaal had neergelegd
 - WAS opnieuw grondig je HANDEN met zeep of gebruik ontsmettingsgel

Opmerkingen:

- VERMIJD het AANRAKEN van voorzijde bril/gelaatsscherm en aangezicht
- REINIG en ONTSMET per halve dag én op het einde van elke dag/werktaak

PROTOCOL

Assembleren mondmaskers en hergebruik

Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, ...)

Bekijk eerst het ILVO-filmpje <https://youtu.be/J1eQallWM4s>

De mondmaskers hebben voornamelijk de functie om nevels uit de mond tegen te houden.

Zo verspreid je geen viruspartikels naar de omgeving.

Het inbrengen van een filter in het masker om de lucht extra te zuiveren, is optioneel.

Benodigdheden

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Zelf genaaid mondmasker | 6. Water, zeep en wegwerpdoekjes |
| 2. Filtermateriaal
(op maat geknipt – 11x16cm):
TORK universal H2 doekjes | 7. Wegwerphandschoenen |
| 3. Ontsmettingsoplossing
(ethanoloplossing (min70%),
javeloplossing (instructies verpakking)
of Umonium) | 8. Veiligheidsbril |
| 4. Emmer met zeepoplossing (detegent) | 9. Curverbox met deksel |
| 5. Ontsmettingsgel (voorzien in pompjes) | 10. Plastiek zipzakje/diepvrieszakje |
| | 11. Wasmand |
| | 12. Wasmachine en wasmiddel |
| | 13. Droogrek/-trommel |
| | 14. Strijkijzer + strijkplank |

WERKWIJZE

1. HANDEN WASSEN

- minstens 40 seconden
- met ZEEP
- droog af met WEGWERPPAPIER

2. MONDMASKERS AANTREKKEN (zie filmpje en protocol)

- Doe een mondmasker aan ZONDER DE BINNENKANT AAN TE RAKEN
⇒ gebruik de uiteinden van de linten
- Zorg dat DE MOND EN NEUS BEDEKT zijn met het mondmasker
⇒ geen openingen/spleten tussen aangezicht en masker
- Plaats eventueel een VEILIGHEIDSBRIL over de bovenrand van het masker of PAPERCLIP
⇒ sluit beter aan op de neusbrug
- VERMIJD AANRAKEN VAN HET MASKER EN AANGEZICHT
⇒ was of ontsmet opnieuw je handen indien dit wel gebeurt
- Laat je mondmasker NIET LOS ROND JE HALS BENGELLEN
- **VERVERS elke 3 uur of max. halve dag of wanneer mondmasker of filter nat is**

3. FILTERS IN MONDMASKERS PLAATSEN EN BEZORGEN

- WAS of ONTSMET je handen met ontsmettingsgel
- Doe WEGWERPHANDSCHOENEN aan en ontsmet met ontsmettingsoplossing
- Strijk de lege STRIJKPLANKHOES grondig
- Neem een VERS GEWASSEN MONDMASKER (zonder binnenkant masker aan te raken)
- STRIJK het mondmasker en de linten langs beide kanten (hoge temperatuur en stoom). Om tijd te besparen, kan gekozen worden om de linten niet te strijken.
- Het plaatsen van een filter in het masker is optioneel
 - OPEN met ontsmette handschoenen het mondmasker
 - Neem één OP MAAT GESNEDEN FILTER
 - Stop deze filter IN DE OPENING van het mondmasker
 - SLUIT het mondmasker
- Stop het mondmasker afzonderlijk in EEN DIEPVRIESZAK/ZIPZAKJE
 - ⇒ Eén (of twee) mondmasker(s) per zakje !
- VERZAMEL alle zakjes in een ontsmette plastic curverbox en sluit de box
- Trek je HANDSCHOENEN op een veilige manier UIT (zie FIGUUR) en gooi in de vuilbak:



<https://i.pinimg.com/originals/33/52/ed/3352eda664964bf2593947c4964c0ab4.jpg>

- Breng dit naar de plaats waar ze zullen worden aangetrokken (bij verwisselen van ruimtes steeds algemene hygiënemaatregelen respecteren)
- Indien nodig, terug alles gebruiksklaar maken voor volgende batch

4. GEBRUIKTE MONDMASKERS OPHALEN EN WASSEN (minstens 1X per dag)

- Neem een paar HANDSCHOENEN, MONDMASKER en een VERSE EMMER (met ontsmet handvat) met zeepoplossing mee ter vervanging – voorzie ook een APARTE EMMER met zeepoplossing om de gebruikte filters in op te vangen
- Zet deze emmers klaar voor de nieuwe bath gebruikte mondmaskers en filters
- Trek MONDMASKER en HANDSCHOENEN en breng de “vuile” emmer naar de wasplaats te brengen
- Verwijder de gebruikte mondmaskers uit de emmer en stop deze in de WASMACHINE (raak machine niet of minimaal aan – zorg dat de wasmachinedeur al open staat)
 - Tip: gebruik waszakjes om verstrengelen van de linten te vermijden: 5 maskers per waszakje. Hou de 5 maskers vlak en netjes tegen elkaar d.m.v. een wasknijper

- LEDIG de aparte emmer met de gebruikte papierfilters uit de mondmaskers in een aparte, afsluitbare vuilniszak
 - TREK je HANDSCHOENEN uit (zie figuur hierboven)
-
- Doe verse WEGWERPHANDSCHOENEN aan
 - SLUIT de machine en voeg WASMIDDEL toe
 - Was de mondmaskers op PROGRAMMA 90°C
 - ONTSMET de aangeraakte delen van de wasmachine met ethanoloplossing
 - Spoel de emmers uit en ONTSMET het handvat met ethanoloplossing
 - Doe je MONDMASKER uit, haal de filter eruit en deponeer in een emmer met zeepoplossing en gooi je mondmasker in een aparte emmer met zeepoplossing
 - TREK je HANDSCHOENEN uit (zie figuur hierboven)
 - WAS JE HANDEN grondig met zeep
-
- WAS JE HANDEN grondig met zeep of gebruik ontsmettingsgel
 - Hang de mondmaskers op om te drogen of stop in droogtrommel
-
- WAS JE HANDEN grondig met zeep of gebruik ontsmettingsgel
 - Neem de mondmaskers van de wasdraad of het wasrekje of uit droogtrommel
 - Verzamel de DROGE MONDMASKERS in een wasmand of curverbox (ontsmet met ethanoloplossing)
 - Herhaal de VUL- en STRIJKPROCEDURE

PROTOCOL

KNIPPEN FILTERS voor MONDMASKERS

Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, thuis blijven bij ziekte, ...)

Neem het volledige protocol door alvorens te starten

Bekijk ILVO-filmpje op <https://youtu.be/CAVKEcwKT0k>

De mondmaskers hebben voornamelijk de functie om nevels uit de mond tegen te houden. Zo verspreid je geen viruspartikels naar de omgeving. Het inbrengen van een filter in het masker is slechts optioneel, om de lucht die je inademt te zuiveren.

Benodigdheden

- | | |
|---|---|
| 1. Filtermateriaal:
TORK universal H2 doekjes
(4 740 stuks/doos)
(bijbestellen via Luc De Jaegher) | 3. Water, zeep en wegwerpdoekjes |
| 2. Ontsmettingsoplossing
(ethanoloplossing (min70%),
javeloplossing (instructies verpakking)
of Umonium) | 4. Wegwerphandschoenen |
| | 5. Flowkast |
| | 6. Plastiek zipzakje/diepvrieszakje |
| | 7. Curverbox met deksel of plastiek zak |
| | 8. Papiersnijmachine/schaar |
| | 9. Bestellingenlijst (Koen/QAML/QAAB) |

Werkwijze

- HANDEN WASSEN en WEGWERPHANDSCHOENEN**
 - minstens 40 seconden met ZEEP
 - droog af met WEGWERPPAPIER
 - Doe WEGWERPHANDSCHOENEN aan en ontsmet met ontsmettingsoplossing
 - REINIG EN ONTSMET DE WERKPLEK/FLOWKAST met geschikt ontsmettingsmiddel (virucidaal)
 - ONTSMET eveneens het te gebruiken MATERIAAL (snijmachine)
- OP MAAT KNIPPEN FILTERS (1x voldoende grote batch voorzien per dag)**
 - Werk in de FLOWKAST
 - Haal de TORK doekjes uit de verpakking
 - SNIJ de doekjes middendoor (11 cm breedte per helft)
 - PLOOI per afzonderlijk doekje 1 flapje open
 - STAPEL de exemplaren op elkaar
 - Steek de afgesneden exemplaren in een VERSE PLASTIEK ZIPZAK/DIEPVRIESZAK
 - HERHAAL dit voor het totaal aantal nodige filters
 - Verzamel alles in ontsmette curverbakken of in verse plastiek zakken
 - Zet de gevulde bakken/zakken klaar op de afgesproken centrale verzamel-/ophaalplaats (T&V370) en verwittig Marijke Baele of Geert Goeteyn voor ophaling en verdeling per site